



Médico/Dentista Instrucciones de uso

1. Descripción del dispositivo
2. Indicaciones de uso
3. Contraindicaciones
4. Advertencias
5. Precauciones
6. Ajuste y ajuste de electrodomésticos: dentista
7. Exclusiones de uso
8. Otros
9. Instrucciones de Unión (Alineadores)
10. Instrucciones para despegar

1. Descripción del dispositivo:

El sistema DynaFlex CS Bondable está diseñado para facilitar la corrección de casos de Clase II y Clase III mediante el uso de pivotes adheribles que permiten la colocación de resortes de baja fuerza para crear un movimiento direccional. El sistema CS se adhiere directamente a los dientes de los pacientes que usan alineadores para ayudar en la corrección dental de dientes desalineados.



Translated by Google



2. Indicaciones de uso:

- CS Bondable System debe ser colocado en la boca únicamente por un profesional dental capacitado.
- Los sistemas CS Bondable están adheridos a los dientes para sujetar los resortes y pueden usarse junto con alineadores para nivelar y alinear los dientes con respecto a las correcciones Clase II y Clase II.

3. Contraindicaciones:

Los sistemas CS Bondable están contraindicados en pacientes que se sabe que tienen:

- Sensibilidad al níquel titanio.
- Enfermedad dental activa.

4. Advertencias:

- Reabsorción radicular o cambios en la oclusión dental.
- Dolor gingival o dental.
- Dolor o molestias en la articulación tempomandibular.
- Salivación excesiva.
- No debe adherirse a superficies de esmalte restauradas o comprometidas.
- De un solo uso.

5. Precauciones:

- El dentista/clínico debe considerar el historial médico del paciente, incluido el historial de asma, respiración, trastornos respiratorios u otros problemas de salud relevantes, y derivar al paciente al proveedor de atención médica adecuado antes de recetarle el dispositivo. El dentista/clínico debe tener en cuenta la sensibilidad de los pacientes a las composiciones de materiales en cuanto a irritación.
- La unión de pivotes a dientes comprometidos (es decir, con restauraciones grandes, con clavijas laterales o condiciones patológicas preexistentes) puede aumentar el riesgo de daño dental.
- No utilice el producto para ningún otro fin que no sea el de ortodoncia.
- Indique a los pacientes que no mastiquen ni muerdan sustancias duras como caramelos duros, hielo o zanahorias.
- La adhesión a coronas o revestimientos de porcelana puede causar astillamiento o rotura de la corona o revestimiento durante el tratamiento o descementado.
- Si se detecta deformación o deterioro, no lo utilice.
- Si se produce una reacción alérgica, suspenda su uso inmediatamente y indique al paciente que consulte a un médico.

Translated by Google

6. Ajustes y ajuste de electrodomésticos - Dentista:

- Sólo los profesionales dentales capacitados pueden insertar pivotes de ortodoncia.
- Si se produce una reacción alérgica, suspenda su uso inmediatamente y dirija al paciente a consultar a un médico.

7. Exclusiones de uso:

Los pivotes de ortodoncia deben ser colocados en la boca únicamente por profesionales dentales capacitados.

- Vida útil y reemplazo del producto: los pivotes de ortodoncia no son reutilizables y están diseñados para un solo uso. Úselo según las indicaciones de un profesional dental.
- No reutilice el producto. Los riesgos de la reutilización incluyen infección y contaminación cruzada al paciente y al proveedor de atención médica.

8. Otros:

Para el almacenamiento, manipulación y uso adecuados del producto, consulte las instrucciones del producto en el embalaje.

9. Instrucciones de vinculación:

1. El pivote debe colocarse al comienzo del tratamiento con alineadores en una posición de Clase II o Clase III.
 2. Si corresponde, escanee al paciente con los pivotes colocados para permitir los cortes del alineador.
 3. Prepare la superficie del diente y pegue el pivote utilizando el procedimiento descrito por el fabricante del adhesivo de ortodoncia.
 4. Los pivotes deben colocarse cerca del margen gingival; sin embargo, debería no incidir en el tejido.
 5. Los pivotes están diseñados para colocarse con la almohadilla en posición vertical o Posición horizontal hasta el margen gingival dependiendo de la dentición. Esto no tendrá ningún efecto en el rendimiento del sistema CS.
 6. Una vez que se hayan colocado los pivotes, deslice el extremo del resorte sobre el pivote. y asegúrelo a los pivotes usando el tornillo de perfil bajo.
- NOTA: El lápiz Allen magnético está diseñado específicamente para sujetar el tornillo de perfil bajo al insertarlo intraoralmente.

Consejos importantes

- Asiente los alineadores (con ubicación para el corte de pivote) usando asientos de alineadores o algo similar para garantizar que los alineadores se asienten adecuadamente.
- El paciente no debe abrir demasiado la boca durante el tratamiento con CS Bondable System. Esto aumentará la posibilidad de que los resortes de NiTi se rompan.

Translated by Google



10. Instrucciones para despegar:

NOTA: Nunca intente despegar el pivote de perfil bajo ejerciendo presión sobre el vástago.

1. Con un alicate para quitar soportes, agarre el borde de la base y aplique un par de torsión. movimiento para despegar el pivote.
2. Una vez despegado, retire el exceso de adhesivo como de costumbre.

Información general para el dentista/ortodoncista:

Como parte del desarrollo de un plan de tratamiento, y antes de la colocación de los aparatos, evalúe la necesidad de coordinación interdisciplinaria con otros profesionales, como logopedas, otorrinolaringólogos, médicos, dentistas y/u ortodoncistas. Siga las instrucciones del fabricante para cualquier agente adhesivo, instrumento u otro material de ortodoncia utilizado en el tratamiento. La capacitación en ortodoncia en procedimientos estándar determinará los instrumentos apropiados para su uso durante la colocación y extracción de los aparatos. No toque las superficies de unión con los dedos desnudos ya que los aceites de la piel pueden disminuir la adhesión. Los pacientes que utilizan retenedores, que pueden aplicarse por un período más prolongado, deben programar visitas de seguimiento periódicas según lo recomiende su ortodoncista. Para los pacientes inmunocomprometidos, la higiene bucal es de particular importancia y debe ser supervisada por el ortodoncista y el dentista. En presencia de reabsorción radicular, evaluar si es aconsejable un tratamiento adicional. La eliminación de todos los aparatos de ortodoncia debe seguir las normativas regionales y nacionales.

Translated by Google

