

	Expediente Técnico CE	N.º de archivo:	IMD-CE-10_ 2.2
	Alicates de Ortodoncia	N.º de revisión:	A/2
	Innovative Material and Devices,Inc.	Página:	1 / 2

Instrucciones de Uso para Alicates de Ortodoncia

Nombre del producto: Alicates de Ortodoncia

Aplicación: Se utiliza para cortar, sujetar y doblar el arco o el alambre de ligadura durante el tratamiento de ortodoncia, así como para retirar brackets adhesivos, bandas y realizar otras operaciones

Tipo de producto y especificación::

Los alicates de ortodoncia se dividen en dos tipos: tipo mosaico y tipo no mosaico. Los tipos, clasificados según la forma de la cabeza, se muestran en la siguiente tabla:

N.º	Número de referencia	N.º	Número de referencia
1	PL-01-001A	32	PL-03-011A
2	PL-02-001A	33	PL-03-012A
3	PL-02-001B	34	PL-03-012B
4	PL-02-002A	35	PL-03-013A
5	PL-02-002B	36	PL-03-014A
6	PL-02-002C	37	PL-03-015A
7	PL-02-003A	38	PL-03-016A
8	PL-02-003B	39	PL-03-017A
9	PL-02-004A	40	PL-03-018A
10	PL-02-004B	41	PL-04-001A
11	PL-02-005A	42	PL-04-001B
12	PL-02-005B	43	PL-04-002A
13	PL-02-006A	44	PL-04-002B
14	PL-02-007A	45	PL-04-003A
15	PL-03-001A	46	PL-04-004A
16	PL-03-001B	47	PL-04-004B
17	PL-03-001C	48	PL-04-005A
18	PL-03-002A	49	PL-04-005B
19	PL-03-002B	50	PL-04-005C
20	PL-03-003A	51	PL-04-005D
21	PL-03-003B	52	PL-04-006A
22	PL-03-003C	53	PL-04-007A
23	PL-03-003D	54	PL-04-007B
24	PL-03-004A	55	PL-04-008A
25	PL-03-005A	56	PL-04-009A
26	PL-03-006A	57	PL-05-001A
27	PL-03-007A	58	PL-05-002A
28	PL-03-007B	59	PL-05-002B
29	PL-03-008A	60	PL-05-003A
30	PL-03-009A	61	PL-05-004A
31	PL-03-010A		

	Expediente Técnico CE	N.º de archivo:	IMD-CE-10_ 2.2
	Alicates de Ortodoncia	N.º de revisión:	A/2
	Innovative Material and Devices, Inc.	Página:	2 / 2

Estructura del producto:

Normalmente consta de un pico de fórceps, una articulación y un mango. Las mordazas pueden fabricarse en distintas formas según su finalidad, generalmente en acero inoxidable. Se suministra no estéril.

Propiedades del producto:

Los alicates de ortodoncia son una herramienta auxiliar clínica de uso frecuente por los médicos en el tratamiento de ortodoncia. El uso de los alicates de ortodoncia permite doblar o cortar el arco de ortodoncia, retirar el bracket de ligadura o la banda, o colocar una banda elástica o un gancho libre.

Contraindicaciones: Ninguna.

Método de uso:

1. Los alicates de ortodoncia deben ser utilizados por un dentista capacitado.
2. El producto nuevo debe esterilizarse antes de su uso tras retirar el envase. El método de desinfección recomendado es la esterilización por vapor a presión, es decir, a una temperatura de 132~134°C, durante 4 minutos.

Precauciones:

Antes y después de usar los alicates de ortodoncia, desinfectélos para evitar infecciones cruzadas.

Asegúrese de que la superficie del instrumento esté seca, ya que la exposición prolongada al agua provocará decoloración y oxidación de la mordaza.

Si la superficie de los alicates de ortodoncia presenta rebabas, grietas, etc., deje de utilizarlos.

Después de usar los alicates de ortodoncia con filo de corte durante un tiempo, si se produce pasivación del filo, deje de utilizarlos.

Para uso exclusivo de ortodontistas. Se prohíbe el uso no previsto.

Instrucciones de mantenimiento:

Antes y después de su uso, esterilizar en autoclave de vapor a presión; no ponerlo en contacto con sustancias corrosivas.

Almacenamiento:

Debe almacenarse a temperatura ambiente, con una humedad relativa no superior al 80 %, sin gases corrosivos y en un lugar interior bien ventilado.

Periodo de validez:

Siempre que se respeten las normas de almacenamiento, transporte y uso, el periodo de garantía de los alicates de ortodoncia es de cinco años a partir de la fecha de entrega. La fecha de fabricación y el número de lote figuran en la etiqueta del envase.

Fecha: 2026.07.16 **Versión:** A/2 2026



FABRICANTE

Nombre: Innovative Material and Devices, Inc

Dirección: Building 2, No. 345 Yanxin Rd., Huishan District, Wuxi, 214174 Jiangsu, P.R. China

Teléfono: 8559 5989

Web: www.imdmedical.com

REPRESENTANTE AUTORIZADO EUROPEO

Nombre: Lotus NL B.V.

Dirección: Koningin Julianaplein 10, le Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands.

Teléfono: +31 645171879 (inglés), +31 626669008 (neerlandés)

SRN: NL-AR-000000121